

寝具内訳書及び参考仕様書

※H28.02.12改訂

患者寝具参考仕様

品名	構成	貸与枚数	メーカー	型番	定価(税抜)	規格	寸法	色・柄 (指定)	洗濯回数	仕上げ条件		
										アイロン	たたみ	消毒
羽毛掛布団	1	326	(株)須藤	UFK150P	27,000	ダウン70% フェザー30% 1kg	150×200	別途協議	1回/年		○	○
羽毛肌掛布団	1	326	(株)須藤	UFH150B	19,000	ダウン20% フェザー80% 0.5kg	150×200	別途協議	1回/年		○	○
ベッドパット	1	326	(株)須藤	BP1001	4,600	ポリエステル100%	100×210	別途協議	1回/年		○	○
枕	1	326	山一(株)	26030113	2,500	側地:綿100% ポリエステルハイ	35×50	別途協議	1回/年			○
包布	6	1956	(株)タケヨシ	HO P/S	2,200	T30/C70	150×210	花柄	3回/週	○	○	○
シーツ	3	978	(株)スミテックインターナショナル	2221	2,100	T30/C70	183×290	ベージュ	3回/週	○	○	○
枕カバー	3	978	(株)スミテックインターナショナル	2361	350	T30/C70	45×80	ベージュ	3回/週	○	○	○
ドローシーツ	3	978	(株)広瀬商会	DS137RD	630	綿100%	137×190	別途協議	3回/週	○	○	○

配置先	ICU:4組/HCU:8組/2A病棟:29組/3A病棟:44組/3B病棟:44組/3C病棟:44組/4A病棟:44組/4B病棟:44組/4C病棟:39組/救急外来:6組/中央処置室:5組/透析センター:15組
-----	--

当直寝具参考仕様

品名	構成	貸与枚数	メーカー	メーカー	定価(税抜)	規格	寸法	色・柄 (指定)	洗濯回数	仕上げ条件		
										アイロン	たたみ	消毒
羽毛掛布団	1	20	(株)須藤	UFK150P	27,000	ダウン70% フェザー30% 1kg	150×200	別途協議	1回/年		○	○
羽毛肌掛布団	1	20	(株)須藤	UFH150B	19,000	ダウン20% フェザー80% 0.5kg	150×200	別途協議	1回/年		○	○
ベッドパット	1	20	(株)須藤	BP1001	4,600	ポリエステル100%	100×210	別途協議	1回/年		○	○
枕	1	20	山一(株)	26030113	2,500	側地:綿100% ポリエステルハイ	35×50	別途協議	1回/年			○
包布	6	120	(株)広瀬商会	CV150-1	2,200	T30/C70	150×210	白	3回/週	○	○	○
シーツ	3	60	(株)広瀬商会	ST183-1	2,100	T30/C70	183×290	白	3回/週	○	○	○
枕カバー	3	60	(株)広瀬商会	PK4580W	350	T30/C70	45×80	白	3回/週	○	○	○

配置先	臨床検査宿直室:1組/放射線宿直室:1組/薬剤宿直室:1組/夜間休日宿直室:1組/ICU・HCU宿直室:3組/2A宿直室:2組/医師当直室:5組/3A宿直室:1組/3B宿直室:1組/3C宿直室:1組/4A宿直室:1組/4B宿直室:1組/4C宿直室:1組
-----	--

※洗濯回数は最低基準であり、汚れ具合や各部署からの要求があった場合は、その都度クリーニングを実施すること。

※寝具類は常に衛生的かつ清潔なものを提供すること。

※補修等により数量に不足をきたさないようにすること。

※上記参考仕様の同等以上の仕様にて申請すること。